



# Quickstart **GUIDE**



[www.elcie-healthy.com](http://www.elcie-healthy.com)




# 1 CHARGEZ VOS LUNETTES CONNECTÉES

Chargez vos lunettes connectées jusqu'au clignotement de la LED verte sur la branche gauche de vos montures (charge complète).

Le kit de charge de vos lunettes connectées est composé:


- d'un cable d'alimentation USB et micro-USB
- d'un aimant de chargement



## 2 AJUSTEZ VOS LUNETTES CONNECTÉES

Les montures doivent être bien centrées sur votre visage.  
Les bouts des branches sont ajustables.  
Pliez-les afin de les adapter à vos oreilles.

Tenez la bague  
avec une main



Ajustez le bout de la  
branche avec l'autre main

### 3 INSTALLEZ L'APPLICATION



**Téléchargez l'application Elcie Healthy** depuis le store, en tapant « Elcie Healthy » dans la barre de recherche.

**Lancez l'application** et acceptez les permissions nécessaires au bon fonctionnement de la solution.

**Créez votre compte** en tant que nouvel utilisateur et inscrivez-vous en acceptant les Conditions Générales d'Utilisation.

## 4 CONNECTEZ VOS LUNETTES AVEC VOTRE SMARTPHONE

Après avoir terminé votre inscription et confirmé votre compte, l'application vous amène à la **phase d'appairage** des lunettes.

**Rabattez les branches** de vos lunettes et prenez-les à une main. **Secouez énergiquement les lunettes** pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre la mélodie d'appairage et voir s'allumer les **LED en bleu**. Sur votre application, patientez durant la recherche puis **cliquez sur la ligne** correspondante à vos lunettes.



## 5 LES CAS D'USAGE



### L'endormissement au volant

- Durant le trajet, l'application vous informe en temps réel de votre **niveau d'endormissement**. (**niveau 1 à 5**)
- En cas de signe de fatigue, les lunettes évaluent le risque et vous envoient des **signaux** lumineux et sonores.
- En cas d'alerte de niveau 5, un **téléopérateur\*** prend le relais en vous contactant pour vous tenir éveillé.
- Une **alerte** est envoyée à vos proches en cas d'endormissement



### La détection de chute

- Lorsqu'elles sont portées et connectées en Bluetooth avec votre smartphone, les lunettes déclenchent automatiquement une **alerte** en cas de **chute**.
- Elles envoient 24/7 une **alerte** aux aidants ou au service de téléassistance\* afin d'être secouru le plus vite possible.
- Un bouton **SOS** permet d'envoyer une alerte à tout moment depuis l'application mobile

\* Selon l'offre choisie

## 6 COMMENT CA MARCHE ?

Lorsque vous portez les lunettes, les **capteurs embarqués** dans les montures récoltent des données physiques, physiologiques et environnementales. L'endormissement, tout comme la chute, a un impact qui se caractérise de manière systématique sur le comportement corporel.

Grâce à l'**Intelligence Artificielle** et au **Machine Learning** (système auto-apprenant) l'efficacité des lunettes est accrue au fur et à mesure de leurs utilisations.



## Read and keep the safety instructions & the user manual

### 1 Charge your connected glasses

Charge your connected glasses until the green LED is blinking (full charge). The charger of your connected glasses is composed of a USB power cable and a charging magnetic connector.

### 2 Adapt the glasses' arms

The sleeves at the end of branches are adjustable. Bend them gently in order to fit your ears. Hold the ring with one hand and manipulate the end of the branch with the other hand.

### 3 Install the Ellicie Healthy App

Download the Ellicie Healthy application on the store by typing «Ellicie Healthy» in the search bar. Run the application and accept the permissions required by the application. Create your account as a new user and register by agreeing the terms of service.

### 4 Connect your glasses with your smartphone

After completing your registration and confirming the creation of your account, the application takes you to the «start pairing». Fold the branches of your glasses and take them in one hand. Shake the glasses vigorously for 5 to 10 seconds until you hear the pairing melody and see the LEDs light up in blue. On your App, wait during the search and click on the line corresponding to your glasses.

### 5 Use cases

After completing your registration and confirming the creation of your account, the application takes you to the «start pairing». Fold the branches of your glasses and take them in one hand. Shake the glasses vigorously for 5 to 10 seconds until you hear the pairing melody and see the LEDs light up in blue. On your App, wait during the search and click on the line corresponding to your glasses.

### 6 How does it work ?

When you wear the glasses, the sensors embedded in the frame collect physical, physiological and environmental data. Falling asleep as well as the fall are accompanied by physiological signs that are captured by the glasses. Thanks to Artificial Intelligence and Machine learning (self-learning system), the efficiency of the glasses is increased as they are used. In short, the more you wear the glasses, the better they will protect you.

## Dopo la lettura, le raccomandiamo di conservare il manuale e le istruzioni di sicurezza per ogni necessità futura.

### 1 Caricare la batteria degli occhiali Ellicie Healthy

Caricate la batteria degli occhiali connessi. Una volta la batteria carica al 100%, il LED verde lampeggerà. Il kit di ricarica degli occhiali connessi è composto da: un cavo USB e micro-USB, un adattatore magnetico.

### 2 Regolate gli occhiali

La montatura deve essere posizionata al centro del viso. La parte finale delle aste può essere aggiustata, piegandola, per compensare la diversa posizione delle orecchie. Tenete l'asta a livello dell'anello metallico e piegatela delicatamente.

### 3 Installare l'applicazione Ellicie Healthy

Scaricate l'applicazione Ellicie Healthy tramite lo Store cliccando sul link "Ellicie Healthy" nella barra di ricerca. Lanciate l'applicazione e attivate le autorizzazioni necessarie per un corretto funzionamento dell'applicazione. Create un nuovo account e iscrivetevi. Creare la vostra identità come nuovo utente e abbonarsi.

### 4 Collegare gli occhiali allo smartphone

Dopo aver completato la registrazione e confermato la creazione del tuo account, l'applicazione ti porterà alla fase di «accoppiamento degli occhiali». Rientrate le stanghette dell'occhiale. Agitate energicamente gli occhiali per 5 o 10 secondi finché non udite una melodia e non vedete il LED lampeggiare in blu (inizio del processo di pairing). Dopo qualche secondo, sull'applicazione smartphone, vedete apparire una linea col nome dei vostri occhiali. Toccate lo schermo in corrispondenza della linea col nome per terminare il processo di collegamento.

### 5 Casi d'uso

Dopo aver completato la tua registrazione e confermato la creazione del tuo account, l'applicazione ti porta al «start pairing». Piegate le branche dei vostri occhiali e prendeteli in una mano. Agitate vigorosamente gli occhiali per 5 a 10 secondi fino a quando senti la melodia di accoppiamento e vedi il LED accendersi in blu. Sulla tua App, aspetta durante la ricerca e clicca sulla linea corrispondente ai tuoi occhiali.

### 6 Come funziona ?

Quando si indossano gli occhiali, i sensori incorporati nella montatura raccolgono dati fisici, fisiologici e ambientali. L'addormentamento così come la caduta sono accompagnati da segni fisiologici che vengono catturati dagli occhiali. Grazie all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico (sistema di autoapprendimento), l'efficienza degli occhiali aumenta man mano che vengono utilizzati; in breve, più si indossano gli occhiali, meglio vi proteggeranno.

## Guía de inicio Por favor lea y conserve a la mano las

### Cargue su montura conectada inteligente

Cargue su montura hasta observar el parpadear del LED color verde (carga al 100%). El cargador de sus lentes conectadas consta de un cable de alimentación USB -micro USB y un conector de carga magnético.

### 2 Ajuste su montura conectada

La montura debe estar correctamente centrada sobre su rostro. El mango al final de cada una de las patas de su montura es ajustable. Doble los mangos para adaptarlos a sus orejas. Para ello, sostenga la montura al nivel del mango con una mano y después ajuste el extremo de la pata con la otra mano.

### 3 Instale la aplicación Ellicie Healthy

Descargue la aplicación Ellicie Healthy desde el App Store de su teléfono inteligente, escribiendo "Ellicie Healthy" en la barra de búsqueda. Ejecute la aplicación y valide los permisos necesarios para su buen funcionamiento. Cree su cuenta como nuevo usuario y suscríbase.

### 4 Conecte su montura a su teléfono inteligente

Después de completar su registro y confirmar la creación de su cuenta, la aplicación lo llevará a la fase de «emparejamiento de lentes». Pliegue ambas patas de su montura y sosténgala con una mano. Sacuda energicamente sus lentes durante 5 a 10 segundos hasta escuchar la melodia de emparejamiento y observar el LED de color azul encenderse. En su aplicación móvil, espere el tiempo de la búsqueda luego seleccione la línea correspondiente a sus lentes.

### 5 Casos de uso

Tras completar el registro y confirmar la creación de la cuenta, la aplicación te lleva al «inicio del emparejamiento». Doble las patas de tus gafas y cógelas con una mano. Agita energicamente las gafas durante 5 o 10 segundos hasta que oigas la melodia de emparejamiento y veas que los LEDs se iluminan en azul. En su App, espere mientras busca y haga clic en la línea correspondiente a sus gafas.

### 6 ¿Cómo funciona?

Quando te pones las gafas, los sensores integrados en la montura recogen datos físicos, fisiológicos y ambientales. Tanto el sueño como la caída van acompañados de signos fisiológicos que son capturados por las gafas. Gracias a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático (sistema de autoaprendizaje), la eficacia de las gafas aumenta a medida que se utilizan; en resumen, cuanto más se usan las gafas, mejor te protegerán.



## Kurzanleitung Bitte lesen und bewahren Sie alle Sicherheitsvorkehrungen auf

### 1 Laden sie ihre angeschlossenen brillen auf

Laden Sie Ihre angeschlossenen Brillen auf, bis das Grün blinkt (volle Ladung). Die Ladung Ihrer angeschlossenen Brille setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Ein USB-Stromkabel, Ein Lademagnetstecker.

### 2 Passen Sie die Brillenarme an

Die Ärmel an den Enden der Äste sind verstellbar. Biegen Sie sie vorsichtig, um sie an Ihre Ohren anzupassen.

Halten Sie den Ring mit einer Hand und fassen Sie das Ende des Astes mit der anderen Hand an.

### 3 Installieren sie die ellicie healthy app

Laden Sie die Ellicie Healthy App im Store herunter, indem Sie «Ellicie Healthy» in die Suchleiste eingeben.

Führen Sie die Anwendung aus und akzeptieren Sie die von der Anwendung erforderlichen Berechtigungen.

Erstellen Sie Ihr Konto als neuer Benutzer und registrieren Sie sich, indem Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen.

### 4 Verbinden sie ihre brille mit ihrem smartphone

Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschlossen und die Erstellung Ihres Kontos bestätigt haben, werden Sie von der Anwendung Ellicie Healthy in die Phase «Pairing Glasses» versetzt.

Falten Sie die Zweige Ihrer Brille und nehmen Sie sie in eine Hand. Schütteln Sie die Brille 5 bis 10 Sekunden lang kräftig, bis Sie das Pairing hören und die LEDs blau aufleuchten. Warten Sie während der Suche in Ihrer App und klicken Sie auf die Zelle, die Ihrer Brille entspricht.

### 5 Verwendung von cases

Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschlossen und die Einrichtung Ihres Kontos bestätigt haben, führt Sie die Anwendung zum «Start Pairing». Falten Sie die Bügel Ihrer Brille und nehmen Sie sie in eine Hand. Schütteln Sie die Brille 5 bis 10 Sekunden lang kräftig, bis Sie die Pairing-Melodie hören und die LEDs blau aufleuchten sehen. Warten Sie in Ihrer App während der Suche und klicken Sie auf die Zelle, die Ihrer Brille entspricht.

### 6 Wie funktioniert sie?

Wenn Sie die Brille tragen, sammeln die im Gestell eingebetteten Sensoren physische, physiologische und Umgebungsdaten. Sowohl das Einschlafen als auch der Sturz werden von physiologischen Zeichen begleitet, die von der Brille erfasst werden. Dank künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (selbstlernendes System) erhöht sich die Effizienz der Brille mit zunehmender Nutzung, d.h. je öfter Sie die Brille tragen, desto besser wird sie Sie schützen.

## ご使用前に本説明書をよくお読みの上、製品をご利用ください。

### 1 スマートメガネを充電する

ライトが緑色に点灯するまで充電を行ってください。

スマートメガネの充電器は、2つの部品で構成されています:

-USB電源ケーブル 1つ

-充電マグネットコネクタ 1つ

充電器を接続し準備が整ったら、充電ケーブルに充電マグネットを接続します。

### 2 つるの先端部分を調整

つるの部分は調整可能です。先端部分をセッと曲げて、目にあらんとフィットするよう調整してください。

リング(つるの緑色の部分)を片手で持ち、つるの先端をもう片方の手で曲げて調整してください。

### 3 ELLCIE HEALTHYアプリをインストールする

アプリストアの検索バーに「Ellicie Healthy」と入力し、Ellicie Healthyアプリをダウンロードしてください。

ダウンロードが終了し、アプリがインストールされたら、ホームスクリーンからアプリを起動してください。Ellicie Healthy アプリを初めて起動

するとき、アプリの最適な操作のために、表示されるスマートフォン機能の許可リクエストを全て承認することをお勧めします。

「新しいユーザー」をクリックして、アカウントを作成し、あなたの情報を記入してください。

### 4 フレームをスマートフォンにペアリングする

メガネの2つのテンプルを折りたたみ、片手で持ってください。

5秒から10秒、青い点灯とペアリングのメロディーが聞こえるまで、メガネを強く振ってください。表示されたメガネの製品型番をクリック

してください。これでペアリング完了です。

### 5 使用例

メガネの2つのテンプルを折りたたみ、片手で持ってください。

5秒から10秒、青い点灯とペアリングのメロディーが聞こえるまで、メガネを強く振ってください。表示されたメガネの製品型番をクリック

してください。これでペアリング完了です。

### 6 どのように機能するのですか？

メガネをかけると、フレームに埋め込まれたセンサーが身体的、生理的、環境的なデータを収集します。入眠時や転倒時には、メガネが促した生理的なサインが得られます。人工知能と機械学習(自己学習システム)のおかげで、メガネの効率は使えば使うほど向上します。

## TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE COMPLET



Une utilisation anormale de vos lunettes connectées Ellcie Healthy (non-respect des recommandations d'emploi comme, par exemple celles présentées ci-dessous) rendra caduques la garantie Ellcie Healthy en cas de dysfonctionnement, de panne ou de casse. Sans que cela soit exhaustif, ne pas faire chauffer les lunettes ou les mettre à proximité d'une source de chaleur, ne pas immerger les lunettes sous l'eau, ne pas marcher sur les lunettes, ne pas faire porter les lunettes à des animaux, ne pas faire porter les lunettes à des enfants, ne pas mettre les lunettes dans un micro-onde.



Afin d'assurer l'utilisation optimale de vos lunettes connectées, des données personnelles, y compris des données physiologiques pouvant constituer des données à caractère personnel concernant la santé, peuvent être collectées par l'application Ellcie Healthy. Votre utilisation de l'application Ellcie Healthy implique votre consentement à cette collecte. Pour plus d'informations concernant les données collectées et vos droits en relation avec le traitement de ces données, vous pouvez vous rendre sur notre site internet à l'adresse suivante :

[www.ellcie-healthy.com/mentions-legales](http://www.ellcie-healthy.com/mentions-legales)